

Instrucciones de uso Inmunomas

Uso del inyector

- 1) Tome el autoinyector por la parte superior e inferior. Desenrosque en el medio, de modo de separar los dos cuerpos del mismo.
- 2) Tome la parte superior blanca del autoinyector y apoyando el mismo sobre una superficie plana y dura, empuje hacia abajo el cuerpo de inyector, hasta escuchar un "click".
- 3) Luego, tome una jeringa pre llenada de Inmunomas y proceda a retirar el vástago, desenroscando del mismo. No tirar del vástago, sólo desenroscar.
- 4) Ahora tome la parte inferior transparente del autoinyector. Apóyelo sobre una superficie dura y plana. Inserte la jeringa por la parte superior y presione. Puede ayudarse con el dedo, hasta que la jeringa tope hasta el fondo.
- 5) Tome la parte superior del autoinyector y proceda a enrocar el cuerpo superior e inferior del mismo, hasta unir ambas partes.
- 6) Retirar la tapa del extremo inferior blanca, de color mostaza, y colóquela del lado del extremo superior, de manera tal que se visualice el símbolo rojo de bloqueo de autoinyector.
- 7) Ahora proceda a retirar el removedor del capuchón de la jeringa, color mostaza.
- 8) Finalmente, desbloquee el autoinyector para proceder a la aplicación de la inyección, girando la tapa de seguridad hasta que se visualice el símbolo verde de desbloqueo.

Ya se encuentra listo para utilizar. Elija el lugar donde aplicar la inyección:

- Las áreas sugeridas para la aplicación son la parte superior externa de los brazos, los muslos, abdomen y glúteos.
- Si la piel se encuentra irritada, con presencia de moretones o lastimada no aplicar en esos sitios.
- Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón.
- Una vez elegido el sitio de aplicación, desinfectaremos pasando un algodón o gaza con alcohol en círculos sobre dicho sitio. Deje secar completamente el alcohol sobre la piel para evitar ardor cuando ingrese el medicamento.
- Con una mano hábil tome el inyector ya preparado. Con la otra mano forme una "L" con el dedo índice y pulgar para sostener con dicha "L" un pliegue o pellizco. Sostenemos firme el pliegue de la piel, y apoyamos el inyector en un ángulo de 90 grados.

- Accionar el disparador, y esperar a visualizar el indicador de fin de inyección. Este proceso demora aproximadamente 10 segundos.
- Soltar el pellizco de piel, retirar el inyector y presionar la zona de aplicación con un algodón o gaza seca.
- Proceder a descartar la jeringa abriendo el inyector en su parte media. Desechar la jeringa en el contenedor correspondiente.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la A.N.M.A.T.:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a A.N.M.A.T. responde 0800-333- 123412.

Mantenga un registro de la fecha y el sitio de la inyección en su diario de tratamiento. Lleve el registro de la fecha y el sitio donde se aplica la medicación. Podrá descargar la guía de rotación desde la Web de Synthon-Bagó. En la sección Administración del producto.

Revise los sitios de inyección recientes para detectar enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad. Póngase en contacto con su médico acerca de cualquier reacción cutánea observada. También puede ponerse en contacto con un Especialista de Apoyo de Enfermería del Programa para pacientes de Synthon-Bagó, quienes le pueden dar consejos que pueden ayudar a manejar estas reacciones.

Después de la aplicación recuerde siempre:

- Desechar la jeringa usada en un contenedor de eliminación de objetos punzocortantes limpios (inmediatamente después del uso). No los tire a la basura del hogar.
- Si no tiene un contenedor de eliminación de objetos punzocortantes, puede usar un contenedor de plástico resistente y se puede cerrar con una tapa apretada y resistente a pinchazos, no olvide etiquetar el contenedor.
- Cuando su contenedor de eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las pautas establecidas en su comunidad para determinar la manera correcta de deshacerse de ella.

Advertencias y precauciones de seguridad

- No se inyecte usted mismo hasta que haya sido entrenado adecuadamente por un médico, enfermera u otro proveedor de atención médica.
- Mantener estrictas precauciones de seguridad y antisépticas en todo momento.
- Mantenga siempre la medicación fuera del alcance de los niños.
- No utilice ni almacene jeringas vacías.

Para obtener más información, llame a nuestro Programa de Atención al Paciente
0800-999-8432.